

## Hygienicko-epidemiologický režim

### A. Vzor dezinfekčného programu

Predmet	Druh a koncentrácia dezinfekčného roztoku	Expozícia (min.)	Poznámka
Podlahy	Chloramín T	3%	30 min.
Stoly, stoličky, parapety, vozíky	Chloramix DT	2 tbl/2,5L	30min.
Chladničky	Chloramix DT	1 tbl/1L	30 min.
Kuchynské riady	Chloramix DT	2 tbl/10L	30min.
Umývadlá	Chloramix DT	2 tbl/10L	10 min/Z
Steny, lakované nátery, kľučky, vodovodné batérie	Chloramix DT-	2 tbl/10l	30min.
Koše na odpadky	Chloramix DT Chloramín T	2 tbl/10L 2%	do zaschnutia
Záchody	Chloramix DT	2 tbl/10L	Zaliať dez. roztokom a nechať pôsobiť 30min.
Kefa na WC	ChloramixDT ChloramínT	2 tbl/10L 2%	Ponoriť
Prostriedky na upratovanie: handry, mopy, kefy, vedrá	Chloramix DT	8 tbl/10L	30 min
Sifóny	Chloramix DT	1 tbl/sifón	30 min.
Vane umývadlá, pisoáre, sprchovacie kúty	Chloramix DT	1tbl.na 5L vody	Na rohože a rošty v sprchovacích kútoch Savo proti plesniám
Drez na umývanie riadu	Chloramix DT	1 tbl. na 5L vody	30min.
Výťahy	Chloramix DT	2 tbl.do 10L vody	30min